

## 看護師及び看護助手白衣リース及び洗濯業務仕様書

(該当職員数)

- 1 予定職員数は、次のとおりとする。ただし、予定のため変動することがある。
  - 1) 女性看護師A 49人
  - 2) 女性看護師B 33人
  - 3) 男性看護師A 11人
  - 4) 男性看護師B 22人
  - 5) 女性看護助手A 7人
  - 6) 女性看護助手B 8人
  - 7) 男性看護助手A 0人
  - 8) 男性看護助手B 0人

(看護師白衣、看護助手白衣仕様)

- 2 看護師白衣、看護助手白衣の仕様及び一人当たりの数量は、別表1のとおりとし、また次のことに留意する。
  - 1) サイズは、スラックスの丈合わせを含め各個人に合わせたものを、開始時期に間に合うように用意すること。
  - 2) 白衣には、1着ごとに個人を識別できる認識票（氏名、ボックス番号、バーコード等）を付して（縫付けて）納入すること。
  - 3) 認識票をもとに白衣のデータ管理を行い、必要に応じて北病院にデータやリストを提出すること。
  - 4) 女性用看護師白衣及び看護助手白衣は、必要に応じてマタニティータイプを用意すること。ただし、仕様については別表1の限りでない。
  - 5) 白衣のサイズ変更等は、北病院が必要と認めた場合は無償で対応すること。なお、北病院が必要と認めるものは主に次のものをいう。
    - ・体型の変化によるサイズ変更
    - ・妊産婦用白衣への変更及びその後の変更
    - ・通常使用によって生じた白衣の劣化による変更
    - ・その他やむを得ない事情と認められる種類及び数量の変更
  - 6) 上記5)及び人事異動等によって生じる白衣の変更等の連絡は、FAX等により行うものとする。
  - 7) 上記6)により新たに用意する白衣は、新品でなくても可とする。ただし、納品前に必ず検査し、棄損、汚損、ボタン脱落、ファスナー破損等が認められる場合は補修し、又は必要に応じて新品への交換を無償で行い、粗悪な品が納品されないよう十分注意すること。
  - 8) 通常使用によって生じた棄損、汚損、ボタン脱落、ファスナー破損等は、補修又は新品への交換を無償で行うこと。
  - 9) 退職、長期の休暇等により使用しなくなった白衣を回収し、保管すること。
  - 10) 上着右胸部分に下記シンボルマークと名称（英語表記）の刺繍加工を施すこと。大きさは縦4CM×横7CM程度とし、色は黄緑色とする。

【シンボルマーク】



地方独立行政法人山梨県立病院機構

YAMANASHI PREFECTURAL HOSPITAL ORGANIZATION

(洗濯基準)

- 3 白衣の洗濯は、次のとおりとする。
  - 1) 看護師白衣及び看護助手白衣は、原則として週2回以上回収し洗濯するものとする。
  - 2) 洗濯のため回収した白衣は、回収した日から起算して7日以内に納入すること。
  - 3) 洗濯は、「病院、診療所等の業務委託について」（平成5年2月15日指第14号厚生省健康政策局指導課長通知）別添2に定める消毒方法に従い、熱湯による消毒等を行うこと。
  - 4) 洗濯後、スレンダーパンツを除くパンツ類にはプレスをかけ、折り目をつけた上で納品する

こと。

(納品、搬出)

- 4 白衣の納品及び搬出は、次のとおりとする。
  - 1) 洗濯した白衣を納品する際に使用する納品ボックス等及び使用済み白衣を回収するための回収ボックス等を用意し、定期的に抗菌措置、消臭等を行うこと。なお、納品ボックス等は北病院が指示するとおりに分けること。
  - 2) 納品する際は、納品ボックス等に納品された白衣の対象者、納品枚数及び回収日を記載し、一覧にまとめた納品書を添付すること。なお、この納品書は、納品ボックス等ごとに分けること。
  - 3) 作業員は、使用済み白衣を所定の場所から回収して院外へ搬出すること。なお、病棟への立ち入りの際は、北病院の指示に従うこと。
  - 4) 白衣の搬出は、回収ボックス等を密閉して搬出し、搬出後に新たな回収ボックス等を設置すること。

(白衣の管理)

- 5 白衣の管理は、次のとおりとする。
  - 1) 白衣を搬出した際は、その数量、搬出日、納品日等を記載した一覧表を作成し、納品時に北病院へ提出すること。
  - 2) 搬出した白衣の所在を常に管理・把握し、北病院からの問い合わせ（回収、納品状況、個人別洗濯状況等）に迅速に応答できる体制とすること。

(人事異動等)

- 6 人事異動、採用、退職等により職員が入れ替ることがあるが、迅速に白衣等の準備を行い、業務に支障をきたさないよう最善を尽くすこと。

別表 1

種別	品名	製造業者	規格・品番	色	貸与枚数	予定数量
女性看護師 A	女性上衣（襟なし）	オンワード	BR-1102	ホワイト	3	49
	女性上衣（襟付）	オンワード	BR-1103	ホワイト	3	
	女性パンツ	オンワード	PO-2025	ホワイト	6	
女性看護師 B	女性上衣（襟なし）	オンワード	BR-1102	ホワイト	2	33
	女性上衣（襟付）	オンワード	BR-1103	ホワイト	3	
	女性パンツ	オンワード	PO-2025	ホワイト	5	
	ケアワークシャツ	トンボ	CR-173	ピーチ	1	
	スレンダーパンツ	トンボ	CR-542	ネイビー	1	
男性看護師 A	男性上衣	オンワード	HS-9713	ホワイト	6	11
	男性パンツ	オンワード	PR-5003	ホワイト	6	
男性看護師 B	男性上衣	オンワード	HS-9713	ホワイト	5	22
	男性パンツ	オンワード	PR-5003	ホワイト	5	
	ケアワークシャツ	トンボ	CR-173	アクアブルー	1	
	スレンダーパンツ	トンボ	CR-542	ネイビー	1	
女性看護助手 A	女性上衣	オンワード	BR-1116	グリーン	6	7
	女性パンツ	オンワード	PO-2012	ネイビー	6	
女性看護助手 B	女性上衣	オンワード	BR-1116	グリーン	5	8
	女性パンツ	オンワード	PO-2012	ネイビー	5	
	ケアワークシャツ	トンボ	CR-173	ピーチ	1	
	スレンダーパンツ	トンボ	CR-542	ネイビー	1	
男性看護助手 A	男性上衣	オンワード	BR-4011	グリーン	6	0
	男性パンツ	オンワード	PR-5009	ネイビー	6	
男性看護助手 B	男性上衣	オンワード	BR-4011	グリーン	5	0
	男性パンツ	オンワード	PR-5009	ネイビー	5	
	ケアワークシャツ	トンボ	CR-173	アクアブルー	1	
	スレンダーパンツ	トンボ	CR-542	ネイビー	1	